



# IWAKIニュース

2010 No. 7

☆☆

## 試薬コーナー

- 試薬製品・技術問い合わせ先 変更のお知らせ

## ティッシュカルチャーコーナー

- EZ-OpenTop FLASK™ (イージー・オープントップ フラスコ) 販売開始のお知らせ
- EZ-BindShut® (低接着表面) シリーズ一時販売見合わせのお知らせ

## ウェアコーナー

- フィンピペット F1 マルチチャンネル特別価格キャンペーンのお知らせ
- 比色式残留塩素測定器仕様変更のお知らせ

2010年7月吉日

## 試薬コーナー

お知らせ試薬製品・技術問い合わせ先 変更のお知らせ

試薬技術問い合わせ先の電話番号・FAX 番号が変更となりましたので、ご案内致します。  
よりスムーズな対応ができるよう努めて参ります。何卒宜しくお願い致します。

## 【試薬製品・技術問い合わせ先】

旭硝子株式会社 電子カンパニー

エレクトロニクス事業本部 コンシューマ事業部

サイテック部 マーケティング グループ TEL :047-421-2102 / FAX :047-421-2009

## 【試薬製品以外の技術問い合わせ先】 \* 変更なし

AGC テクノグラス株式会社

コーポレートセンター中山業務グループ TEL :047-421-2181共通問い合わせe-mailアドレス : [b-info@agc.co.jp](mailto:b-info@agc.co.jp)

2010年7月吉日

## ティッシュカルチャーコーナー

新製品販売開始EZ-OpenTop FLASK™ (イージー・オープントップ フラスコ) 販売開始のお知らせ

フラスコの蓋部分がフィルム製になっており、フラスコの持ち運びやすさと、ディッシュの細胞回収し易さを兼ね揃えた製品です。

- 品名：EZ-OpenTop FLASK™ (イージー・オープントップ フラスコ)

税別価格

カタログ番号	品種コード	培養面積 (cm <sup>2</sup> )	首部形状	容量 (mL)	内袋入数 (個/パック)	箱入数 (個/外箱)	標準価格 (円/箱)
11-005-107	3173-025	25	カントネック	70	10	20	12,000
11-005-108	3183-150	150	カントネック	600	2	20	24,000

- 発売開始時期：2010年6月24日より

- 特徴：

- フラスコの蓋部分がフィルム製になっており、剥離が可能です。接着が強く、細胞回収が困難な細胞種や、シート状の細胞培養の回収に便利です。蓋部（天面）が全面開放できます。
- フィルム接着部は接着剤を使用しない熱溶着処理を採用しており、細胞毒性の心配がありません。
- フィルム接着部からの液漏れ防止の為、厳しいリークテストを実施しています。
- キャップは、ベントキャップを採用しています。

※各種ECMコート品のコートが可能です。

- リーフレット：弊社製品取り扱いの販売店へご依頼下さい。また弊社 web サイトでもご覧頂けます。

2010年7月吉日

## 販売中止

### 「EZ-BindShut®（低接着表面）シリーズ 一時販売見合わせ」のお知らせ

EZ-BindShut®製品を一時販売中止とさせていただきます。近日、「低接着表面」性能を更に向上させた、より高性能の「低接着表面」シリーズを発売させて頂く予定です。準備が整い次第、改めてご案内させていただきます。ご迷惑をお掛けし申し訳ありませんが、何卒ご理解頂けますようお願い申し上げます。

- 販売中止時期 : 在庫限り販売中止
- 販売中止対象製品 : EZ-BindShut®シリーズ 8種

カタログ番号	品種コード	品名
13-001-002	4810-800	6Well マイクロプレート
13-001-004	4820-800	24Well マイクロプレート
13-001-006	4860-800	96Well（平底）マイクロプレート
13-001-008	4870-800	96Well（丸底）マイクロプレート
13-002-002	4000-800	ディッシュ 35
13-002-004	4010-800	ディッシュ 60
13-002-006	4020-800	ディッシュ 100
13-003-002	4103-800	フラスコ 25cm <sup>2</sup>

2010年7月吉日

## ウェアコーナー

キャンペーン
フィンピペットF1 マルチチャンネル特別価格キャンペーンのお知らせ

日ごろのご愛顧に感謝して、F1 マルチチャンネルピペットを、特別キャンペーン価格にてご提供致します。  
この機会に是非ご購入をご検討下さい。

- キャンペーン期間 2010年7月1日から 2010年9月30日まで
- キャンペーン対象製品 : フィンピペット F1 マルチチャンネルピペット 8品種

税別価格

品種コード	チャンネル	容量レンジ	可変ステップ	カラーコード	通常標準価格	キャンペーン価格
DISP466 1-000	8ch	1-10 $\mu$ l	0.02 $\mu$ l	ピンク	¥110,000	83,000 円
DISP466 1-010	8ch	5-50 $\mu$ l	0.1 $\mu$ l	イエロー	¥110,000	
DISP466 1-020	8ch	10-100 $\mu$ l	0.2 $\mu$ l	イエロー	¥110,000	
DISP466 1-030	8ch	30-300 $\mu$ l	1 $\mu$ l	オレンジ	¥110,000	
DISP466 1-040	12ch	1-10 $\mu$ l	0.02 $\mu$ l	ピンク	¥125,000	94,000 円
DISP466 1-050	12ch	5-50 $\mu$ l	0.1 $\mu$ l	イエロー	¥125,000	
DISP466 1-060	12ch	10-100 $\mu$ l	0.2 $\mu$ l	イエロー	¥125,000	
DISP466 1-070	12ch	30-300 $\mu$ l	1 $\mu$ l	オレンジ	¥125,000	
DISP466 1-080	16ch	1-10 $\mu$ l	0.02 $\mu$ l	パープル	¥140,000	キャンペーン対象外
DISP466 1-090	16ch	5-50 $\mu$ l	0.1 $\mu$ l	ターコイズ	¥140,000	

※またこの期間F1, F2 マルチチャンネルシリーズお買い上げごとにもれなく『ピペットサービス 3,000 円クーポン券』が付いています。

※F1 マルチチャンネルピペット (容量可変式) の特長

- ・ 新開発の AVG メカニズムによる精密な容量調整
- ・ 抗菌性サーフェス
- ・ 容量自動ロックシステム
- ・ 軽量設計, 軽快操作—ピペット本体もプッシュボタンも軽く疲労を軽減

- お申し込み方法 : 弊社製品取り扱いの販売店へご注文下さい。

2010年7月吉日

## 仕様変更

### 比色式残留塩素測定器仕様変更のお知らせ

比色式残留塩素測定器の仕様を変更させていただきます。これに伴い品種コードが変更となりますので、ご案内します。標準価格の変更はありません。

#### 比色式残留塩素測定器変更点

- 比色板 : 一体型フィルムタイプ → 差し替え方式樹脂タイプ
- 本体寸法 : W67XD34XH157mm → W67XD37XH156mm
- ビニールケース : W92XD52XH172mm → W97XD50XH170mm
- 品種コード :  
DPD試薬法  
本体のみタイプ: 旧 CL-DPD1003 → 新 CL-DPD1004  
試薬付きタイプ: 旧 CL-DPD1013 → 新 CL-DPD1014
- 出荷時期 : 7月上旬より順次切り替え

2010年7月吉日