

CELL APPLICATIONS社 ヒト正常細胞製品 30%OFFキャンペーン

期間：2010年9月13日～2010年11月19日（弊社受注分まで）

期間中、対象製品を30%OFF価格にてご提供！
この機会に是非CELL APPLICATIONS社製品をお試し下さい。


ロット毎のドナー情報については、
弊社まで、お問い合わせ下さい！

<キャンペーン対象細胞 12種類>

- ✓ヒト表皮角化細胞
- ✓ヒトメラニン細胞
- ✓ヒト皮膚繊維芽細胞
- ✓ヒト臍帯静脈血管内皮細胞
- ✓ヒト肺動脈血管内皮細胞
- ✓ヒト大動脈内皮細胞

品種コード	品名	標準価格 (円/本)	キャンペーン 価格(円/本)	専用培地 (キャンペーン対象外)
CELL102-05A	ヒト表皮角化細胞(ケラチノサイト)(成人)	90,000	63,000	MED131-500 標準価格:22,000円
CELL102-05F	ヒト表皮角化細胞(ケラチノサイト)(胎児)	90,000	63,000	
CELL102-05N	ヒト表皮角化細胞(ケラチノサイト)(新生児)	80,000	56,000	
CELL104-05N	ヒトメラニン細胞(新生児)	98,000	68,600	MED135-500 標準価格:25,000円
CELL104B-05N	ヒトメラニン細胞(新生児・黒人由来)	115,000	80,500	
CELL106-05A	ヒト皮膚繊維芽細胞(成人)	47,000	32,900	MED116-500 標準価格:21,000円
CELL106-05F	ヒト皮膚繊維芽細胞(胎児)	80,000	56,000	
CELL106-05N	ヒト皮膚繊維芽細胞(新生児)	80,000	56,000	

※専用培地は、キャンペーン対象外です。別途ご購入下さい。



ヒト表皮角化細胞

ヒトメラニン細胞


細胞種類	保証分裂回数	細胞数/アンプル
ヒト表皮角化細胞	16回	>5×10 ⁵
ヒトメラニン細胞	12回	
ヒト繊維芽細胞	16回	

※分裂回収と、継代(Passage)回数は異なります。
細胞数が8倍に増えた場合、細胞は3回分裂しています。2³=8

血管内皮細胞は、裏面へ

品種コード	品名	標準価格 (円/本)	キャンペーン 価格(円/本)	専用培地 (キャンペーン対象外)
CELL200-05N	ヒト臍帯静脈血管内皮細胞(新生児)	37,000	25,900	MED211-500 標準価格:19,000円 または MED213-500 標準価格:22,000円
CELL200P-05N	ヒト臍帯静脈血管内皮細胞(新生児プール)	48,000	33,600	
CELL302-05A	ヒト肺動脈血管内皮細胞(成人)	120,000	84,000	
CELL304-05A	ヒト大動脈血管内皮細胞(成人)	120,000	84,000	

※専用培地は、キャンペーン対象外です。別途ご購入下さい。



大動脈血管内皮細胞

細胞種類	保証分裂回数	細胞数/アンプル
ヒト臍帯静脈血管内皮細胞	16回	>5×10 ⁵
ヒト肺動脈血管内皮細胞	16回	
ヒト大動脈血管内皮細胞	16回	

※分裂回数と、継代(Passage)回数は異なります。
細胞数が8倍に増えた場合、細胞は3回分裂しています。2³=8

<注意>

- 細胞は、凍結状態でのお届けになります。到着後、すぐに使用しない場合は、液体窒素中にて保管して下さい。
- このリーフレットに記載の製品は、研究用試薬です。ヒトへの使用及びヒト・動物への医療用・生体外診断用には、**絶対に使用しないで下さい。**製品の特長・性質について十分な知識と経験をお持ちの指導者のもとでご使用下さい。
- ヒト細胞については、HBV・HCV・HIV-1についてPCR検出法にて陰性であることが確認されていますが、未知の病原性を有する危険性を考慮し、取扱いには十分ご注意ください。
- 細胞を取り扱う場合は、バイオハザードセイフティキャビネット(安全キャビネット)クラスⅡまたはそれ以上の作業領域で操作を行ってください。作業に当たっては、ゴム手袋・保護眼鏡など適切な保護具を使用して下さい。
- 廃棄する場合はオートクレーブ処理を推奨致します。
- 製品の使用、保管及び廃棄等により生じたいかなる事故および損害に関しまして、弊社は一切責任を負いかねます。ご了承の上、ご使用下さい。

- ・カタログ・本製品価格表に記載されている製品は、研究用試薬です。
- ・本製品価格表に記載されている標準価格は、平成22年9月1日現在のメーカー希望小売価格を示します。消費税は含まれておりません。
- 価格及び製品仕様に関しては、予告なく変更する場合がございます。
- ・本製品価格表に記載の標準価格、キャンペーン価格は、代理店・販売店の自由な価格設定を拘束・指示するものではありません。
- 実際の納入価格に関しては、代理店・販売店へお見積りをご依頼下さい。

AGC 旭硝子株式会社 AGC電子カンパニー

エレクトロニクス事業本部
 コンシューマ事業部 サイテック部
 〒100-8405 東京都千代田区有楽町1-12-1(新有楽町ビル)
 TEL 03(3218)7909 FAX 03(6213)0222
 大阪 TEL 06(6373)5815 名古屋 TEL 052(211)3855
 福岡 TEL 092(451)5606

試薬技術問い合わせ : TEL 047(421)2102

AGC AGCテクノグラス株式会社

<http://www.atgc.co.jp/div/rika/>

