

特約店様各位

2011年5月

NO. 11-RE-15

旭硝子株式会社
AGC 電子カンパニー
エレクトロニクス事業本部
コンシューマ事業部 サイテック部

PAA 社製品 新製品販売開始、販売中止品のお知らせ

拝啓

平素は弊社製品をご愛顧いただき厚くお礼申し上げます。さて、標題「PAA 社製品 新製品販売開始、販売中止品のお知らせ」につきまして、下記の通りご案内申し上げます。何卒宜しく願い申し上げます。

敬具

記

<販売開始新製品について>

- 販売開始時期：2011年7月1日より
- 新製品：30品種。別紙「PAA 社新製品一覧表」をご覧ください。

※ PAA 社新製品が記載された 英文 PAA 社新カタログを7月上旬より配布致します。
特約店様、お客様より要望があった場合は、弊社担当営業までご連絡下さい。

<販売中止製品について>

- 販売中止時期：即日販売中止。
- 販売中止製品

品種コード	品名	2011/2012 総合カタログ掲載ページ	代替品
PAA-U15-024	Neuronal Base Medium AD without L-Glutamine	P550	PAA-U15-059, Neuronal Base Medium P without L-Glutamine(新製品としてご案内)

ご不明な点は、代理店または、弊社担当営業までご連絡下さい。

特約店様用

<PAA 社新製品 一覧表 1/2>

品種コード	品名		容量	入り数/箱	標準価格 (円)	保存温度		
PAA-E15-093	DMEM (High) 液体培地	DMEM (4,5g/l) liquid with 25 mM HEPES without L-Glutamine	500 ml	10	15,800	+2~8℃		
PAA-E15-073	ウィリアムズ E 培地	William' s Medium-E without Phenol Red without L-Glutamine	500 ml	5	15,800	+2~8℃		
PAA-U15-059	神経細胞用 培地	Neuronal Base Medium P without L-Glutamine	500 ml	1	9,200	+2~8℃		
PAA-U15-052	CHO 細胞用 培地	ActiCHO SM without L-Glutamine	500 ml	お問い合わせ下さい		+2~8℃		
PAA-U21-052			1000 ml			+2~8℃		
PAA-U15-051		ActiCHO P without L-Glutamine	500 ml			+2~8℃		
PAA-U21-051			1000 ml			+2~8℃		
PAA-U11-053	CHO 細胞用 培地添加剤	ActiCHO Feed-A Feed Supplement	100 ml			お問い合わせ下さい		+2~8℃
PAA-U15-053			500 ml					+2~8℃
PAA-U01-054		ActiCHO Feed-B Feed Supplement	10 ml					+2~8℃
PAA-U05-054			50 ml					+2~8℃
PAA-U05-055		Glucose Solution (250 g/L)	50 ml	+2~8℃				
PAA-L15-007	細胞継代用 試薬	Accutase	500 ml	1	20,000			≤-15℃
PAA-L15-004		Trypsin EDTA (1x) 0,05% / 0,02% in DPBS	500 ml	1	7,000			≤-15℃
PAA-Q0002-006	トランスフェク ション用試薬	Nanofectamin	200 μl	1	10,500			≤-15℃
PAA-Q0002-007		Nanofectin siRNA	200 μl	1	10,500	≤-15℃		

特約店様用

<PAA 社新製品 一覧表 2/2>

品種コード	品名		容量	入り数/箱	標準価格 (円)	保存温度
PAA-K15-013	ウシ血清 アルブミン	Bovine Serum Albumin	500 ml	1	24,000	≤-15℃
PAA-K21-013		30% Solution, sterile US origin	1000 ml	1	43,500	≤-15℃
PAA-K31-511		Bovine Serum Albumin	10 g	1	7,000	+2~25℃
PAA-K35-511		low Endotoxin AUSTRALIAN origin	50 g	1	16,000	+2~25℃
PAA-F01-009	グロース サプリメント	Hybridoma Cloning Supplement	10 ml	1	9,000	≤-15℃
PAA-F050-032		Effectine	5 x 200 μl	1	36,000	≤-15℃
PAA-J05-019	細胞保存液	CryoMaxx NT	50 ml	1	22,000	≤-15℃
PAA-A11-508	動物血清	Fetal Bovine Serum	100 ml	お問い合わせ下さい		≤-15℃
PAA-A15-508		ES cell tested, Origin: Australia	500 ml			≤-15℃
PAA-B15-034		Rabbit Serum	500 ml			≤-15℃
PAA-B11-033		Chicken Serum	100 ml			≤-15℃
PAA-B15-033			500 ml			≤-15℃

<特長のある製品>

✓ **ActiCHO Media System**

ActiCHO 培地システムは、CHO 細胞のフェドバッチ培養用に開発された培地システムです。全体のプロセスを早め、短い馴化期間の後、短期間で大量培養へ移行することが可能です。ActiCHO 培地システムは、特に浮遊培養での組み換え CHO-DG44 細胞を用いた高性能・高蛋白収量を提供するために最適化されています。動物由来成分不含です。

✓ **Effectine**

Effectine は、凍結保存から再培養するヒト ES 細胞の生存率を高める試薬で、hES Prime 培地に添加し用います。ROCK inhibitor, Y-27632 をベースとしており、動物由来成分不含です。

✓ **Neuronal Base Medium P (without L-グルタミン)**

Neuronal Base Medium P は、各種添加剤と組み合わせ、①胎児神経細胞の長期培養、②神経芽細胞腫の無血清培養、③神経幹細胞のアストロサイトと神経への分化、④未分化状態での神経幹細胞の培養に使用可能な改良培地です。

以上