

試 | 薬 | コ | ー | ナ | ー |

販売開始**テフコ社ゲル乾燥関連製品 新製品販売開始のお知らせ**

テフコ社より、新製品販売開始の連絡がありましたので、ご案内させていただきます。


- 販売開始時期：2012年7月25日より

- 販売開始製品：7品種

| 品種コード | 品名 | 詳細 | 標準価格 (円) |
|----------|------------------------------|--|-------------|
| TF03-271 | Quick Dry システム | フレーム(1組), ベース, ミニサイズゲル用 | 9,700 |
| TF03-272 | YAMAZEN デスクファン | YDS-J142 | 5,000 |
| TF03-273 | Quick Dry ベース | | 4,000 |
| TF03-274 | Quick Dry クリップ | 8個入り | 1,500 |
| TF03-275 | Quick Dry フレーム (白+透明) | | 6,000 |
| TF03-276 | Quick Dry システム デスクファン セット | Quick Dry システム, デスクファン | 14,000 |
| TF03-278 | Clear Dry Quick Dry スターターキット | Quick Dry システム, Clear Dry Solution(2本), セロハンメンブレンミニ(200枚) | 18,400 |

*上記価格に消費税は含まれておりません

- ※ 使用方法は、従来のゲル乾燥システムと同様です。
- ※ Quick Dry システム(TF03-271)には、Quick Dry ベース・Quick Dry クリップ・Quick Dry フレームが含まれます。



Quick Dry システム

YAMAZEN デスクファン

2012年8月吉日

PAA 社 DMEM/Ham's F12(1:1)培地 再販売のお知らせ

本年 3 月に、「製造上の問題が解決できず、しばらくの間 販売を見合わせる」旨の連絡が PAA 社より入っていた 3 種類の DMEM/Ham's F12 培地について、問題が解決し販売を再開致しますので、ご案内させていただきます。

- 販売開始時期：2012 年 7 月 5 日より（受注発注品）
- 販売再開対象製品：DMEM/Ham's F12 培地（2011/2012 総合カタログ p547 掲載）
 - ✓ PAA-E15-012（without L- Glutamine）
 - ✓ PAA-E15-813（with L-Glutamine）
 - ✓ PAA-E15-889（with Stable Glutamine）

価格変更

テフコ社ゲル乾燥関連製品 価格変更のお知らせ

テフコ社より、価格変更の連絡があった製品について、ご案内させていただきます。

- 価格改定時期：2012 年 7 月 25 日より
- 価格改定製品：4 品種

| 品種コード | 品名 | 詳細 | 現・標準価格 (円) | 新・標準価格 (円) | 2011/2012 総合カタログ 掲載ページ |
|------------|--------------------|--|---------------|---------------|------------------------------|
| TF03-142 | Clear Dry Kit (S) | Clear Dry Solution 500ml(2 本), セロファンメンブレンミニ(200 枚) | 15,000 | 13,000 | p146 |
| TF03-144 | Clear Dry Kit (L) | Clear Dry Solution 500ml(2 本), セロファンメンブレン L (100 枚) | 19,000 | 17,000 | 掲載無し |
| TF03-145-1 | Clear Dry Solution | 500mL×1 本 | 4,500 | 3,500 | p146 |
| TF03-145-4 | Clear Dry Solution | 500mL×4 本 | 12,600 | 9,700 | p146 |

*上記価格に消費税は含まれておりません

2012年8月吉日

販売中止

テフコ社ゲル乾燥関連製品 販売中止のお知らせ

テフコ社より販売中止の連絡があった製品について、ご案内させていただきます。
代替品製品を新製品として販売させていただきます。

- 販売中止時期： テフコ社在庫なしの為、即日販売中止

- 販売中止製品：4 品種

| 品種コード | 品名 | 詳細 | 2011/2012 総合カタログ 掲載ページ | 代替品 |
|----------|----------------------------------|--|------------------------------|----------|
| TF03-048 | ゲルドライシステム(S) スターターキット | Easy Dry type-S, ゲルドライソリューション 500mL(2 本), セロファンメンブレンミニ (200 枚) | p146 | TF03-278 |
| TF03-074 | Easy Dry Type-S | 本体+ラバーガスケット | p146 | TF03-271 |
| TF03-075 | ラバーガスケット(S) | 150x150mm | 掲載無し | |
| TF03-148 | Clear Dry System (S) スターターキット | Easy Dry Type-S, Clear Dry Solution 500mL(2 本), セロファンメンブレンミニ (200 枚) | p146 | TF03-278 |

2012年8月吉日

PAA 社 販売中止製品のお知らせ

PAA 社製品のうち、日本への輸入が禁止されている原産国のウシ血清（EU approved FBS）が含まれている製品について、販売中止とさせていただきます。EU approved FBS 由来でもカラム等により精製されたタンパク質であれば、輸入可能となりますが、PAA 社（GE Healthcare 社）のポリシーにより、タンパク精製方法の詳細情報を公表できない事となった為、精製タンパク質を含む製品も販売中止とさせていただきます。ご迷惑をお掛けし、申し訳ございません。何卒宜しくお願い申し上げます。

- 販売中止時期：販売不可の為、即日販売中止

- 販売中止対象製品：

| 品種コード | 品名 | 2011/2012 総合カタログ 掲載ページ |
|-------------|---|---------------------------|
| A15110-**** | FBS, Amnion cell tested | 544 |
| PAA-U15-828 | MesenchymStem Medium | 549 |
| PAA-U15-813 | Quantum 333 Complete Fibroblast Medium | 552 |
| PAA-U15-814 | Quantum 101 Complete HeLa Medium | 552 |
| PAA-U15-815 | Quantum 263 Complete Tumour Cell Medium | 552 |
| PAA-U15-818 | Quantum 286 Complete Epithelial Medium | 552 |
| PAA-U11-841 | Quantum 724 Complete Medium for Primary Lymphocytes | 552 |
| PAA-U11-022 | Quantum PBL Complete Lymphocyte Medium | 553 |
| PAA-U11-050 | CV Trans | 553 |
| PAA-J05-013 | CryoMaxx S | 559 |

2012年8月吉日

テ | イ | ッ | シ | ュ | カ | ル | チ | ヤ | ー | コ | ー | ナ | ー |

販売開始

イージー スフィア バラエティ パック EZSPHERE (スフェロイド形成培養用容器) Variety Pack 販売開始のお知らせ

機能性 T/C 製品の拡充として「EZSPHERE Variety Pack(イージースフィア バラエティパック)」を販売させていただきます。EZSPHERE Variety Pack は、昨夏に販売を開始しご好評頂いている EZSPHERE に6種類の異なるパターンニングの穴形状加工を施した、35mm ディッシュ×6枚セットの製品です。EZSPHERE の購入を検討されているお客様に、本製品で研究テーマに適した穴形を見極めて頂くことを目的として製品化させて頂きました。

- 販売開始時期：2012年7月26日より

- 販売開始対象製品:

| カタログ番号 | 品種コード* | 品名 | サイズ* (mm) | 内袋入数 (個/パック) | 箱入数 (個/外箱) | 標準価格 (円/箱) |
|------------|----------|-----------------------|------------|-----------------|----------------|---------------|
| 13-002-040 | 4000-9VP | EZSPHERE Variety Pack | ディッシュ 35mm | 1 | 6 (6種類1枚ずつ) | 19,000 |

*上記価格に消費税は含まれておりません

2012年8月吉日


<EZSPHERE Variety Pack>

✓ 特徴

穴の形状が異なる 6 種類 EZSPHERE 35mm ディッシュが各 1 枚/パックになった製品。

本製品で、これから EZSPHERE の使用をご検討されているお客様に、研究内容に適した穴形状をご確認頂き、その後はご指定の穴形状の製品をご購入頂けます。

バラエティーパック内容



EZSPHERE のマイクロウェル
顕微鏡観察画像

| 穴タイプ | 幅 | 長さ | 深さ | 穴の数(個) |
|----------|-----|------|-----|--------|
| | μ | μ m | μ m | |
| 4000-900 | 500 | 800 | 100 | 2310 |
| 4000-901 | 200 | 400 | 100 | 9230 |
| 4000-902 | 500 | 800 | 200 | 2310 |
| 4000-903 | 800 | 1200 | 400 | 1030 |
| 4000-904 | 800 | 1500 | 300 | 580 |
| 4000-905 | 140 | 2400 | 600 | 220 |

1セット

- ① 使用后、ご希望の穴タイプで継続使用をご希望されるお客様には、特注扱いで承ります。
弊社製品取り扱いの販売店または、営業担当までご相談下さい。
- ② 微細な穴の中で培養された細胞は、均一な大きさと、大量かつ3次元的に細胞塊を形成します。
- ③ 穴と穴の間に平坦部分がない構造で(特許出願中)、細胞が効率よく穴に落ち、細胞のロスがありません。
- ④ 培養面には細胞低接着表面処理を施しており、より効率のよいスフェロイド形成と、細胞回収の作業性の良さを実現しています。
- ⑤ EZSPHERE はディッシュ以外にも、各種マイクロプレート、フラスコなどに応用可能です(ご希望の方は営業担当にご相談ください)
- ⑥ 受精卵培養などに適した、特殊パターンの微細加工も可能です。詳しくは8月末発行予定の専用リーフレットをご覧ください。

2012年8月吉日

販売中止

96 well AR プレート・96well Assay plate(白・黒) 販売中止のお知らせ

諸般の事情により、下記製品を販売中止とさせていただきます。ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。

- 販売中止時期： 在庫なしの為、即日販売中止 または、在庫限り販売中止
- 販売中止対象製品

| 品種コード | 品名 | 在庫状況 | 2011/2012 総合カタログ 掲載ページ |
|----------|---------------------------|------------|------------------------------|
| 3885-096 | 96well AR プレート (側面テーパー付) | 在庫限り販売中止 | p80 |
| 3886-096 | 96well AR プレート (側面テーパーなし) | 販売中止(在庫なし) | p80 |
| 3600-096 | 96well アッセイプレート (白) | 在庫限り販売中止 | p79 |
| 3610-096 | 96well ELISA プレート (白) | 在庫限り販売中止 | p79 |
| 3620-096 | 96well 培養用マイクロプレート (白) | 在庫限り販売中止 | p24 |
| 3601-096 | 96well アッセイプレート (黒) | 販売中止(在庫なし) | p79 |
| 3611-096 | 96well ELISA プレート (黒) | 在庫限り販売中止 | p79 |
| 3621-096 | 96well 培養用マイクロプレート (黒) | 在庫限り販売中止 | p24 |

2012年8月吉日