

作業効率UP！経費節減！のすぐれ物

テパロン (PTFE) ねじ口瓶用アダプター Adapter For Vials, Fluoroplastic



長年お届けして来たテーパジョイント付ナスフラスコ、トラップ球のノウハウをいかし
ついに生まれました。テーパジョイント付PTFE「**テパロン**」!!

動画で確認 弊社ホームページで
使用時の動画を見る
ことができます。

- ねじ口瓶を濃縮用フラスコとして使用できるアダプターです。
少量の試料を抽出する際に、試料の無駄を最小限に抑えられます。

IWAKI規格タイプ

PTFE

商品コード	対応バイアル瓶	摺合せ	パッキン	価格(円)
G22-249-010	1890CV5/1890CV7/1890CV10用	15/25	バイトン	12,500

NEG規格タイプ

商品コード	対応ねじ口瓶(容量)	摺合せ	パッキン	価格(円)
G22-249-030	SV-8用(8ml)	15/25	バイトン	12,500
G22-249-040	SV-10用(10ml)	15/25	バイトン	12,500

マルエム規格タイプ

商品コード	対応スクルー管(容量)	摺合せ	パッキン	価格(円)
G22-249-050	No.2(6ml)、No.3(9ml)、No.3L(10ml)	15/25	バイトン	12,500
G22-249-060	No.4(13.5ml)、No.5(20ml)、NO.6(30ml)	15/25	バイトン	12,500



ねじ口瓶を直接使用しエバポレーターで濃縮できるため、ねじ口瓶から濃縮のためにフラスコに移し替える際の作業が軽減されます。

IWAKI、NEG、マルエム別の瓶規格や、上部各種摺合せへの特注対応可能です。お気軽にお問合せください。



テパロン (PTFE) アダプター Adapter, Fluoroplastics



PTFE

商品コード	全長(mm)	上部φ	下部φ	価格(円)
G22-248-030	-		29	14,000
G22-248-010	98	29/42	24	13,000
G22-248-020	89		19	12,500

冷却器と蒸留フラスコの間に接続して使用します。蒸留フラスコのカタつきがなくなり、製品の劣化を防止します。

動画で確認 弊社ホームページで
使用時の動画を見る
ことができます。

接続部がPTFEになる為、着脱時のガラスの割れかけを減らせます。



上部、下部各種摺合せ特注対応可能です。お気軽にお問合せください。

SEKIYA 関谷理化株式会社

SINCE 1933
製品に関するお問い合わせ

<http://www.sekiyarika.com>

0120-120-677

関谷理化

検索

E-mail: customer@sekiyarika.com