

特約店様各位

2011年2月

NO. 11-RE-06

旭硝子株式会社
AGC 電子カンパニー
エレクトロニクス事業本部
コンシューマ事業部 サイテック部

PAA社新製品販売開始、他関連情報のお知らせ

拝啓

平素は弊社製品をご愛顧いただき厚くお礼申し上げます。さて、標題「PAA社新製品販売開始、他関連情報」につきまして、下記の通りご案内申し上げます。何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

- 販売開始・変更時期：2011年3月1日より
- 新製品販売開始品種：別紙「PAA社新製品一覧表」をご覧ください。
各製品の詳細については、2011年3月発行予定の総合カタログに記載しておりますので、ご参照下さい。
- 変更品種：
 - 入り数変更・価格改定

税抜き価格

品種コード	品名	サイズ	入数	標準価格 (円)
PAA-U15-002	Endothelial Cell Medium	500mL	5	32,900
PAA-U15-011	Endothelial Cell Basal Medium	500mL	5	17,500
PAA-U05-012	Endothelial Medium Supplement	50mL	5	19,700

↓ 変更

品種コード	品名	サイズ	入数	標準価格 (円)
PAA-U15-002	Endothelial Cell Medium	500mL	1	8,000
PAA-U15-011	Endothelial Cell Basal Medium	500mL	2	8,000
PAA-U05-012	Endothelial Medium Supplement	50mL	2	9,000

➢ 販売中止

品種コード	品名	サイズ
PAA-F0001-029	Leukemia Inhibitory Factor	1,000,000u
PAA-F001-029	(human)	10,000,000u
PAA-P05-017	Blasticidin	50mg
PAA-P11-017		100mg

特約店様用

「PAA社 新製品一覧表」

税抜き価格

品種コード	品名	サイズ	入数	標準価格 (円)	保存 温度
液体培地					
PAA-E15-889	DMEM/Ham's F-12 liquid with Stable Glutamine	500 ml	10	15,800	2~8℃
PAA-E15-890	Ham's F-12 liquid with Stable Glutamine	500 ml	10	15,800	2~8℃
PAA-E15-888	MEM liquid with Earle's Salts with Stable Glutamine	500 ml	10	15,800	2~8℃
粉末培地					
PAA-G0011-3050	DMEM (1g/l) powder without L-Glutamine	50L	1	14,500	> 2℃
PAA-G0003-3050	DMEM (4,5g/l) powder without L-Glutamine	50L	1	14,600	> 2℃
PAA-G0005-3050	DMEM (4,5g/l) powder without L-Glutamine without phenol red	50L	1	15,800	> 2℃
PAA-G0015-3050	DMEM/Ham's F-12 powder without L-Glutamine	50L	1	14,800	> 2℃
PAA-G0059-3050	Ham's F-10 powder with L-Glutamine	50L	1	16,000	> 2℃
PAA-G0058-3050	Ham's F-10 powder without L-Glutamine	50L	1	16,000	> 2℃
PAA-G0017-3050	Ham's F-12 powder without L-Glutamine	50L	1	13,900	> 2℃
PAA-G0019-3050	IMDM powder without L-Glutamine	50L	1	45,400	> 2℃
PAA-G0036-3050	Medium 199 powder with Earle's Salts without L-Glutamine	50L	1	14,500	> 2℃
PAA-G0023-3050	MEM powder with Earle's Salts without L-Glutamine	50L	1	14,800	> 2℃
PAA-G0031-3050	RPMI 1640 powder without L-Glutamine	50L	1	14,800	> 2℃
PAA-G0033-3050	RPMI 1640 powder without L-Glutamine without phenol red	50L	1	15,800	> 2℃
粉末バッファー					
PAA-G1005-3050	Hanks' BSS powder without Ca & Mg, without phenol red	50L	1	12,000	> 2℃

特約店様用		「PAA社 新製品一覧表」 続き				
品種コード	品名 (使用目的)	サイズ	入数	標準価格 (円)	保存温度	
染色体分析研究用細胞培養培地						
PAA-U11-050	CV Trans (絨毛細胞の初期輸送用培地)	100 ml	1	6,000	< -15°C	
PAA-U11-056	Quantum BM Basic (骨髄細胞用培地)	100 ml	1	12,000	< -15°C	
グロースサプリメント						
PAA-F0001-008	Leukemia Inhibitory Factor	10 ⁶ units	1	50,000	2~8°C	
PAA-F001-008	mLIF (mouse)	10 ⁷ units	1	300,000	2~8°C	
その他試薬						
PAA-Q050-040	Syncro PBL Kit (染色体分析研究用試薬)	30 回	1	12,000	< -15°C	
ウシ血清アルブミン (BSA)						
PAA-K31-502	Bovine Serum Albumin Fatty Acid free	10 g	2	12,700	2~ 25°C	
PAA-K35-502	AUSTRALIAN origin	50 g	1	18,500		
PAA-K41-512	Bovine Serum Albumin Protease free	100 g	1	34,500		
PAA-K45-512	AUSTRALIAN origin	500 g	1	135,000		
トランスファーベクター						
PAA-Q1020-034	pAA4 Transfer vector DNA (10µg)	20 µl	1	48,200	2~8°C	

税抜き価格

染色体分析研究用培地・試薬

染色体分析研究用培地 : 胎児の染色体検査を行うため、羊水細胞や絨毛細胞を採取し、細胞を培養します。また白血病などの血液疾患では、骨髄細胞や末梢血を培養後、染色体の検査を行います。

↓

染色体分析研究用試薬 : 染色体分析用に培養された細胞から、確認しやすい状態で染色体を取り出すため、各種試薬が用いられます。Syncro PBL Kit (PAA-Q050-040) は、細胞をS期で停止させる(同調させる)試薬と、染色体を凝集させる為の試薬が含まれています。

※染色体分析に用いる培地は、ヨーロッパでは体外診断用に用いることが許可されている製品ですが、弊社では研究用試薬として販売しております。

ご不明な点は、代理店または、弊社担当営業までご連絡下さい。

以上