

特約店様各位

NO. 12-TC-03

旭硝子株式会社 AGC電子カンパニー
 エレクトロニクス事業本部 コンシューマ事業部
 サイテック部

230mL 遠沈管アクセサリ一発売開始の件

拝啓

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

遠沈管シリーズの拡充を目的に、「230mL 遠沈管」の発売を開始させていただきますので、下記の通りご案内させていただきます。

近年、がん免疫細胞治療に代表される免疫療法の実施病院施設や、再生医療、創薬での開発・研究目的で細胞培養のスケールアップを目指すお客様が増えてまいりました。

ご好評いただいております、従来の遠沈管シリーズと共にPR頂き、ご拡販頂けますよう、宜しく願いいたします。

記

1. 品名：230mL 遠沈管（チューブラック付）

カタログ番号	品種コード	容量 (mL)	材質 (本体/CAP)	サイズ (mm)	内袋入数 (本)	箱入数 (本)	標準価格 (箱/円)
11-038-231	2387-230	230	PET/HDPE	60×164	6	48 (rack 1 個/箱付属)	19,240

2. 品名：230mL 遠沈管用サポートクッション

カタログ番号	品種コード	材質	箱入数 (個)	標準価格 (箱/円)
11-038-232	9386-230	ポリカーボネート	6	6,000

3. 品名：230mL 遠沈管用チューブラック

カタログ番号	品種コード	材質	230mL 遠沈管 立て掛け数	箱入数 (個)	標準価格 (箱/円)
11-038-233	RACK-230	ポリプロピレン	6本掛け	4	4,000

*上記価格に消費税は含まれておりません

2. 発売開始時期：2012年5月21日より

3. ターゲットユーザー

- ・ 研究・開発でスケールアップ実験を目指しているお客様
- ・ 細胞の大量培養をしているお客様
- ・ がん免疫治療・免疫細胞治療・免疫ワクチン治療を実施している、大学病院・病院施設

4. 特徴



- サポートクッションを利用することにより、遠心機メーカー各社ローターに適合する機種が増えます。
詳しくは、別途ローターマッチングガイドを参照願います。



- 230mL 遠沈管を、最大6本まで掛けられます。
- クリーンルーム等への持ち込みを配慮し、耐久消毒しやすく、耐久性のある、ポリプロピレンを採用。

5. 販促ツール

- ①ローターマッチングガイドを配布させて頂いております。
- ②再生医療研究向けカタログに記載させて頂きます（7月配布予定）

以上